

> Especificações

Lombar

Código	SW-TW-03		SW-TW-04		SW-TW-05	
Cânula Aspiradora	SW-HP-03		SW-HP-04		SW-HP-05	
	Comprim. (mm)	Diâmetro (mm)	Comprim. (mm)	Diâmetro (mm)	Comprim. (mm)	Diâmetro (mm)
	215	2,5	190	2,0	320	2,0
						
Cânula Introdutora / Estilete	3035140ABWSS0		TW-NI-01		TW-NI-01	

Cervical



Código	SW-TW-06	
Cânula Aspiradora	SW-HP-06	
	Comprim. (mm)	Diâmetro (mm)
	155	1,3
		
Cânula Introdutora / Estilete	TW-NI-02	



Cânula Aspiradora

O Kit Cânula para Discectomia Percutânea - DOTOMY é um produto que se destina a ser inserido no núcleo do disco herniado para remoção de material do núcleo pulposo do disco durante procedimentos de discectomia lombar percutânea, com o intuito de reduzir a pressão na raiz nervosa em pacientes com dor na região lombar e Cervical.

O produto também pode ser utilizado em procedimentos de endoscopia da coluna (através do endoscópio).




Indicação

- Hérnia de disco limitado ao 1 nível.
- Disco preservado em 50% de altura.
- Falha no tratamento conservador.
- Diagnóstico de baixo volume positivo em diagnóstico de bloqueio seletivo de raiz nervosa.

Vantagens

- Alívio significativo da dor.
- Anestesia local.
- O paciente não necessita de internamento.
- Recuperação rápida do paciente.
- Não deixa marcas de cicatriz.
- Redução das complicações da cirurgia aberta de discectomia.



Canula Introdutora / Estilete

Procedimento Cirúrgico

