


Especificações


Modelo Comercial	Descrição	Compr. (mm)	Diâm. (Ø)	Cabo
SWFS20	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,0	
SWFS22	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,2	
SWFS22BA	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,2	
SWFS22BB	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,2	
SWFS22BB-250	Cânula Direcionável Bipolar - TG	250	2,2	
SWFS28BB	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,8	
SWFS28BB-280	Cânula Direcionável Bipolar - TG	280	2,8	
SWFS22BC	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,2	
SWFS22BC-280	Cânula Direcionável Bipolar - TG	280	2,2	
SWFS28BC	Cânula Direcionável Bipolar - TG	370	2,8	
SWFS28BC-280	Cânula Direcionável Bipolar - TG	280	2,8	

Cânula Direcionável Bipolar - TG

- Tempo de recuperação rápida
- Tratamento seguro e eficaz



Cânula Direcionável Bipolar - TG



> A Cânulla Direcionável Bipolar - TG é um dispositivo médico descartável indicado para procedimentos cirúrgicos de corte, ablação, coagulação, descompressão e hemostasia de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos e material do disco nos procedimentos endoscópicos de coluna vertebral e discectomia percutânea.

Indicações

- Dor discogênica
- Dor lombar crônica
- Hérnia de núcleo pulposo

Vantagens

- Ponta ativa bipolar
- Botão de trava para manter a posição da ponta ativa
- Ablação e desnervação do núcleo
- A anulotomia mínima reduz o risco de hérnia
- Tempo de hospitalização reduzido (ambulatorial)
- Opções terapêuticas multifuncionais
- Hemostasia, coagulação, encolhimento ou efeitos ablativos em tecidos moles
- Injeção de solução salina através da porta de entrada

1 Ablação do Núcleo

Pode ser utilizado para realizar a ablação do núcleo.

2 Modulação do Anel Fibroso de Núcleo

A parede anular pode ser tratada e as fissuras anulares podem ser seladas.

